

Der schnelle Sehtest für die moderne Kinderarztpraxis **Piloten-Sehtest**



- Für Sehtests bei Vorschul- und Schulkindern
- Sehr einfache und komfortable Bedienung
- Testdiasatz mit kindgerechten Motiven
- Robust und zuverlässig
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Einfach - schnell - robust Piloten-Sehtest für Kinder

Hören und Sehen

Hören und Sehen gehören zusammen. Und so passt der Piloten-Sehtest mit der fröhlichen Piloten-Maus hervorragend zu den kindgerechten Hörtestgeräten von MAICO.

Einfach, für alle Altersgruppen

Die Bedienung des Piloten-Sehtest ist kinderleicht. Für Kinder ab ca. 5 Jahren sind geeignete Dias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fernbereich getestet werden können. Mit der integrierten "+1,5 dpt. - Linse" kann zusätzlich die Hyperopie untersucht werden.

Mit den zum Lieferumfang gehörenden Übungskarten können die Stereo-Symbole und Landoltringe spielerisch erklärt werden.

Schnelle Sehtests

Alle Dias sind im Gerät integriert und können mittels Drehknopf binnen Sekunden ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist überflüssig.

Robust und zuverlässig im täglichen Einsatz

Der Piloten-Sehtest überzeugt auch im harten Praxiseinsatz durch seinen robusten Aufbau und seine besondere Zuverlässigkeit.



Die Piloten-Maus

Technische Daten

Tests:

- Sehschärfe Landoltringe beide Augen
- Sehschärfe Landoltringe rechts
- Sehschärfe Landoltringe links
- Stereosehen
- Phorie, vertikal/horizontal
- Farbsehen
- Hyperopie (+1,5 Dioptrien)

Stromversorgung Netz 100 ... 230 V~ , 50/60 Hz,

Maße und Gewichte B x H x T: 24 x 37 x 30 cm / 4,9kg
Sicherheitsnormen EN 60601-1



Standardzubehör:

6 Testdias
Netzkabel
Gebrauchsanweisung
Stirnstütze
2 Sicherungen
Kopiervorlage Auswertblatt
Übungskarten

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14,
10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46 20, Fax-99

e-mail: vertrieb@maico.biz
Internet: www.maico.biz