

Der schnelle Sehtest für Gesundheitsämter Sehtestgerät TiTMUS 2 K



- Für Sehtests bei kleinen Kindern, Schulkindern und Erwachsenen
- Sehr einfache und komfortable Bedienung, höhenverstellbar
- Mit komplettem Testdiasatz für Kinder (E-Haken)
- Sehr robust und zuverlässig – tausendfach bewährt
- Mobil durch geringes Gewicht und optionalen Rollenkoffer
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Einfach - schnell - transportabel – robust Sehtests bei Kindern mit TiTMUS 2 K

Einfach, für alle Altersgruppen

Die Bedienung des Sehtestgeräts TiTMUS 2 K ist kinderleicht. Für die Altersgruppen vom Vorschulkind bis zum Erwachsenen sind geeignete Dias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fernbereich getestet werden können. Mit der integrierten "+1,5 dpt. - Linse" kann zusätzlich die Hyperopie untersucht werden. Durch die einfache Höhenverstellung kann das Gerät individuell an jede Körpergröße angepasst werden.

Schnelle Sehtests

Alle Dias sind im Gerät integriert und können mittels Drehknopf binnen Sekunden ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist beim TiTMUS 2 K überflüssig. Alle Dias sind leicht austauschbar, so dass der Anwender die Reihenfolge selbst bestimmen kann.

Transportabel, für den mobilen Betrieb

Das TiTMUS 2 K überzeugt durch sein geringes Gewicht von nur 5,8 kg. Zum Transport wird das Gerät einfach zusammen geklappt. Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen komfortablen Rollenkoffer lässt sich das TiTMUS 2 K bequem und sicher transportieren.

Robust und zuverlässig im täglichen Einsatz

Das Sehtestgerät TiTMUS 2 K ist tausendfach bewährt und überzeugt auch im harten Praxiseinsatz durch seinen robusten Aufbau und seine besondere Zuverlässigkeit.



Sehtestgerät TiTMUS 2 K

Technische Daten

Tests:

- Binokularität
- Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,15
- Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,3
- Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,5
- Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,7
- Sehschärfe (E-Haken) Visus 1,0
- Phorie, vertikal/horizontal
- Stereosehen
- Hyperopie (+1,5 Dioptrien)

Stromversorgung Netz 100 ... 240 V~ , 50/60 Hz,
ca. 250 VA

Maße und Gewichte B x H x T: 26 x 17 x 46 cm / 5,8 kg

Sicherheitsnormen EN 60601-1



Standardzubehör:

8 Testdias
Netzkabel
Staubschutzhülle
Bedienungsanleitung
500 Blatt Kopfstützenpapier
10 Linsenreinigungstücher
2 Ersatzglühlampen

Sonderzubehör/Verbrauchsmaterial:

Transportkoffer mit Rollen	Bestell-Nr.	705 012
Dias mit Zahlen	Bestell-Nr.	801 046
Dias mit Buchstaben	Bestell-Nr.	801 048
Kopfstützenpapier (2500 Blatt)	Bestell-Nr.	705 016

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14, 10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46 20, Fax-99

Zum Lonnenhohl 5, 44319 Dortmund
Tel.: 0231/92 53 14-0, Fax: -9
e-mail: vertrieb@maico.biz
Internet: www.maico-diagnostic.de